



## Échantillonnage gaz en sortie de cheminée (NO<sub>x</sub>, CO<sub>v</sub>, O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>)

échantillonnage simple



échantillonnage double



- ❶ Filtre chauffé (2 $\mu$ ) auto-régulé
- ❷ Sonde de prélèvement en titane
- ❸ Adaptateur INOX pour sortie D10 traversant avec arrêt PTFE DN4/6
- ❹ Gaine chauffée « anti-abrasion » avec PTFE DN4/6 interchangeable

- ❺ Sortie lisse inox 6mm
- ❻ Gaine chauffée « en T »
- ❼ Coffret de régulation température gaine + alimentation filtre (spécial terrain) simple ou double voie.